



DESINFECTANT SPECIAL PLUS

Desinfektionsmittel

- Kraftvolles Desinfektionsmittel mit reinigender Wirkung.
- Desinfectant special plus ist ausschließlich bestimmt zur Bekämpfung von Bakterien (mit Ausnahme von Bakteriensporen)
- Desinfectant special plus ist ein flüssiges desinfizierendes Mittel, das sich auch für die Anwendung in hartem Wasser eignet.
- Desinfectant special plus ist alkalisch und die desinfizierende Wirkung beruht auf einer stabilen anorganischen Chlorverbindung.

ANWENDUNG

Verkehr :

zuerst mit klarem Wasser gut ausspülen. Lassen Sie eine Verdünnung von 1% für weiches und normales Wasser und 2% für hartes, heißes Wasser (mindestens 35°C am Ende des Kreislaufs) 5 Minuten lang zirkulieren. Dann gut mit Wasser spülen.

Mechanisch, manuell oder im Imprägnierbad :

mit der gleichen Verdünnung wie oben. Greift Metall, Emaille, Glas und synthetische Stoffe nicht an. Für Dural und Aluminium: Kontaktzeit mit dem verdünnten Produkt maximal 5 Minuten.

KONTAKTZEITRAUM

CIP: 5 Minuten bei 1%.

Einweichzeit: 15 Minuten bei 2%.

EIGENSCHAFTEN

Typ: flüssig

Farbe: Gelb

Geruch: Chlor

pH-Wert : ± 12



Wir übernehmen keine Haftung für Anwendungen, die nicht unseren Anweisungen entsprechen.